


Campbell

HŮL PRO LEPŠÍ DRŽENÍ TĚLA (Posture Cane™)

Hůl pro lepší držení těla Campbell™ je zdravotní pomůcka, poskytující minimální oporu při chůzi. Není určena k tlumení bolesti, ani k řešení problémů držení těla nebo jiných ortopedických problémů. Pokud trpíte opakujícími se problémy s držení těla nebo pokud Vám stání s rovnými zády způsobuje bolest, obraťte se na svého lékaře.


⚠ UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko zranění v důsledku nesprávného použití zařízení, před sestavením a použitím hole pro lepší držení těla Campbell™ si přečtěte celý návod k použití.



MONTÁŽ A ÚPRAVA


HŮL PRO LEPŠÍ DRŽENÍ TĚLA CAMPBELL™

1. Krok Rozložte hůl



- Rozložte hůl tak, aby byla rovná
- Odstraňte a vyhoďte plastový prvek chránící uzamykací kroužek.


2. Krok - Zajistěte skládací kloub




Popisky: horní rukojeť, spodní rukojeť

- Ujistěte se, že spodní rukojeť je zcela zasunuta do otvoru horní rukojeti.
- UPOZORNĚNÍ: Držte prsty v dostatečné vzdálenosti od otvoru horní a dolní rukojeti, abyste zabránili jejich přiskřípnutí během montáže.

3. Krok- Připojte rukojeť



1. Vložte rukojeť se závitem do otvoru v rukojeti.
 2. Otáčejte rukojetí ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně připojena k nastavitelné rukojeti.
4. Krok — Nastavte rukojeť do správné výšky



Popisky obrázků: Správná poloha
Tlačítko zámku nastavení

Vycházková hůl je ve správné výšce, když je předloktí při držení rukojeti rovnoběžné s podlahou.

1. Pro nastavení výšky stiskněte a podržte tlačítko zámku nastavení.
2. Uchopte nastavitelnou rukojeť a posuňte ji na požadovanou délku.
3. Otočte rukojeť tak, aby tlačítko zámku nastavení zapadlo do jednoho z deseti otvorů nastavení polohy.

Zajistěte spodní rukojeť na místě otočením uzamykacího kroužku proti směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně utažena.

POUŽÍRÍ HOLE PRO LEPŠÍ DRŽENÍ TĚLA CAMPBELL™

UPOZORNĚNÍ: Před použitím hole pro lepší držení těla Campbell™ vždy ujistěte, že spodní rukojeť je zcela zasunuta do horní rukojeti. Vždy se ujistěte, že knoflík proti seřízení zcela zapadl do otvoru nastavení polohy.

Vždy zkontrolujte utažení uzamykacího kroužku.

Nepoužívejte hůl pro lepší držení těla Campbell™, pokud je elastická šňůra uvnitř vycházkové hole poškozená nebo roztržená.

RIZIKO: Při chůzi nestoupejte na přísavku. Zvednutí hole a současné šlápnutí na přísavku může způsobit rozdělení a zalomení vycházkové hole.

UPOZORNĚNÍ: Chůze po ledu nebo po kluzkém povrchu může vést k pádům. Hůl pro lepší držení těla Campbell™ není vhodná pro chůzi po ledu nebo po kluzkém povrchu.



Copyright of Plymouth Direct, Inc, & Natures Pillows, Inc, 02019 ALL RIGHTS RESERVED
NaturesPillows, Inc. Vevőszolgálat: (800) 471-6123 (M-F 9AM to 5PM EST)

Prodejce: Natures Pillows, Inc., 2607 Interplex Drive Trevose, PA 19053,

Vyrobena v Číně

