


Campbell

PALICA PRE LEPŠIE DRŽANIE TELA (Posture Cane™)

Palica pre lepšie držanie tela Campbell™ je zdravotná pomôcka, poskytujúca minimálnu oporu pri chôdzi. Nie je určená na tlmenie bolesti, ani na riešenie problémov držania tela alebo iných ortopedických problémov. Ak trpíte opakujúcimi sa problémami s držaním tela alebo ak Vám státie s rovným chrbtom spôsobuje bolesť, obráťte sa na svojho lekára.


⚠ UPOZORNENIE: Pre zníženie rizika zranenia v dôsledku nesprávneho použitia zariadenia, pred zostavením a použitím palice pre lepšie držanie tela Campbell™ si prečítajte celý návod na použitie.



MONTÁŽ A ÚPRAVA


PALICA PRE LEPŠIE DRŽANIE TELA CAMPBELL™

1. Krok Rozložte palicu



- Rozložte palicu tak, aby bola rovná
- Odstráňte a vyhodte plastový prvok chrániaci uzamykací krúžok.


2. Krok - Zaistite skladací kĺb




Obrázky: horná rukoväť, spodná rukoväť

- Uistite sa, že spodná rukoväť je celkom zasunutá do otvoru hornej rukoväti.
- UPOZORNENIE: Držte prsty v dostatočnej vzdialenosti od otvoru hornej a dolnej rukoväti, aby ste zabránili ich privretiu počas montáže.

3. Krok- Pripojte rukoväť



1. Vložte rukoväť so závitom do otvoru v rukoväti.
 2. Otáčajte rukoväťou v smere hodinových ručičiek, až kým nebude pevne pripojená k nastaviteľnej rukoväti.
4. Krok — Nastavte rukoväť do správnej výšky



Obrázky: Správna poloha
Tlačidlo zámku nastavení

Vychádzková palica je v správnej výške, keď je predlaktie pri držaní rukoväte rovnobežné s podlahou.

1. Pre nastavenie výšky stlačte a podržte tlačidlo zámku nastavenia.
2. Uchopte nastaviteľnú rukoväť a posuňte ju na požadovanú dĺžku.
3. Otočte rukoväť tak, aby tlačidlo zámku nastavenia zapadlo do jedného z desiatich otvorov nastavenia polohy.

Zaistite spodnú rukoväť na mieste otočením uzamykacieho krúžku proti smeru hodinových ručičiek, kým nebude pevne utiahnutá.

POUŽITIE PALICE PRE LEPŠIE DRŽANIE TELA CAMPBELL™

UPOZORNENIE: Pred použitím palice pre lepšie držanie tela Campbell™ sa vždy uistite, že spodná rukoväť je úplne zasunutá do hornej rukoväte. Vždy sa uistite, že gombík proti nastaveniu úplne zapadol do otvoru nastavenia polohy.

Vždy skontrolujte utiahnutie uzamykacieho krúžku.

Nepoužívajte palicu pre lepšie držanie tela Campbell™, pokiaľ je elastická šnúra vo vnútri vychádzkovej palice poškodená alebo roztrhnutá.

RIZIKO: Pri chôdzi nestúpajte na prísavku. Zdvihnutie palice a súčasné šliapnutie na prísavku môže spôsobiť rozdelenie a zalomenie vychádzkovej palice.



UPOZORNENIE: Chôdza na ľade alebo na klzkom povrchu môže viesť k pádom. Palica pre lepšie držanie tela Campbell™ nie je vhodná na chôdzu na ľade alebo na klzkom povrchu.

Copyright of Plymouth Direct, Inc, & Natures Pillows, Inc, 02019 ALL RIGHTS RESERVED

NaturesPillows, Inc. Zákaznícky servis: (800) 471-6123 (M-F 9AM to 5PM EST)

Predajca: Natures Pillows, Inc., 2607 Interplex Drive Trevose, PA 19053,

Vyrobené v Číne

	<p>Distribútor:</p>  <p>MediaShop GmbH 930 07, Medvedov, Post Box 17, Tel.: 421 220 990 800 www.mediashopsk.eu</p>
---	---