



Utazóharisnya

Aktív támogatás a lábtól a térdig

Ideális testmozgás hiánya vagy hosszan tartó ülés esetén

Rugalmas és szorításmentes kialakítás szegéllyel

Fokozatos kompresszió. Felfelé csökkenő kompresszió: elősegíti a vérkeringést.

Icons: Repülőgép (Airplane), Vonat (Train), Auto (Car)

The diagram illustrates the benefits of travel stockings for different transport modes. It shows a person's legs from the foot to the knee, wearing stockings. The stockings are shown in two colors: a light pink one and a dark blue one. The light pink one is labeled 'Rugalmas és szorításmentes kialakítás szegéllyel' (Flexible and non-restrictive construction with a seam). The dark blue one is labeled 'Fokozatos kompresszió. Felfelé csökkenő kompresszió: elősegíti a vérkeringést.' (Graduated compression. Upward decreasing compression: helps with blood circulation). The stockings are shown with a spiral pattern, indicating the compression. The background is a colorful, abstract shape. At the top right, there are three circular icons: 'Repülőgép' (Airplane), 'Vonat' (Train), and 'Auto' (Car).

Utazási/ kompressziós harisnya

Olvassa el teljesen és figyelmesen a használati utasítást!

Rendeltetésszerű használat:

A kompresszió csökkenti az erek keresztmetszetét, hogy ezáltal javítsa a vénás billentyűk működését és felgyorsítsa a vénás- és nyirokkeringést. A kompressziós harisnya nagy nyomása, amely a bokától felfelé csökken, elősegíti a lábak egészséges vérkeringését és így megelőzheti a vénás betegségeket.

Javallatok / használat:

- Megelőzőként utazási trombózis ellen - profilaxis
- Felfelé csökkenő aktív kompressziós hatás
- Ideális a testmozgás hiánya esetén: hosszan tartó ülés, pl. repülőgépen, autóban vagy vonaton és álló tevékenységek során

Ellenjavallatok / Nem megfelelő:

A következő kórképek esetén a harisnya viselése csak orvosával folytatott konzultációt követően ajánlott:

- Előrehaladott perifériás artériás betegség
- Dekompenzált szívelégtelenség
- Vénagyulladás
- Vénás trombózis
- Bőrbetegségek / -sérülések a test érintett területén, különösen gyulladós tünetek, például duzzanat, bőrpír és hipertermia esetén
- Érzékszervi és mozgászavarok, pl. cukorbetegség esetén
- Nyirokvezetési zavarok vagy tisztázatlan lágyrészduzzanatok, az alkalmazási területen kívül is
- Nyílt sebek vagy belső sérülések
- Allergiás reakciók

Alkalmazási kockázatok:

Az egész szervezetet érintő mellékhatások eddig még nem ismertek. A terméket rendeltetésszerűen kell használni. A termékfelelősség nem rendeltetésszerű használat esetén kizárt.

- A rosszul illeszkedő harisnyák fájdalmat, szűkületeket és nyomáskárosodást okozhatnak a bőrben és az idegekben.
- Ha a panaszok súlyosbodnak, vagy változásokat észlel, azonnal forduljon orvosához.

75% Poliamid
25% Elastán

Méret táblázat:

EU	36-38	39-41	42-44	45-47
cm	24,5-26	26,5-29	29,5-31	31,5-33
GB	3,5-5,5	6-7,5	8-9,5	10-12,5
US	6,5-7,5	8-9,5	10-12	13-14,5



Forgalmazza:



Telemarketing International Kft.
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36-96/961-000
Fax: +36-96/616-662
www.wsteshop.hu



Cestovné podkolenky

Aktívna podpora od chodidla po koleno

Ideálne v prípade nedostatku cvičenia alebo častého sedenia

Flexibilný a tesný dizajn s okrajom

Postupná kompresia.
Stúpajúca kompresia: podporuje krvný obeh.

Icons: Flugzeug, Zug, Auto

Cestovné/ kompresné podkolenky

Prečítajte si pozorne kompletný návod na použitie.

Využitie:

Kompresia znižuje prierez krvných ciev s cieľom zlepšiť fungovanie žilových chlopní a urýchliť žilový a lymfatický obeh. Vysoký tlak kompresných podkolenok, ktorý stúpa smerom nahor z členkov, podporuje zdravý krvný obeh nôh a tým zabraňuje venóznym ochoreniam.

Indikácie /použitie na:

- Účinný spôsob boja proti cestovnej trombóze - profylaxia
- Stúpajúci aj klesajúci aktívny kompresný efekt
- Ideálne pri nedostatku cvičenia: dlhé sedenie, napr. v lietadle, aute alebo vlaku a počas stacionárnych činností

Kontraindikácie / Nevhodné:

Pančuchy sa odporúča nosiť iba po konzultácii s lekárom pri nasledujúcich ochoreniach:

- Pokročilé ochorenie periférnych artérií
- Dekompenzované srdcové zlyhanie
- Zápal žíl
- Venózna trombóza
- Kožné ochorenia / poranenia v postihnutej oblasti tela, najmä zápalové symptómy ako opuch, začervenanie a hypertermia
- Zmyslové a pohybové poruchy, napr. v prípade cukrovky
- Poruchy lymfatickej drenáže alebo nevysvetliteľné mäkké opuchy aj mimo oblasti aplikácie
- Otvorené rany alebo vnútorné poranenia
- Alergické reakcie

Riziká aplikácie:

Systémové vedľajšie účinky zatiaľ nie sú známe. Výrobok sa musí používať podľa určenia. Zodpovednosť za výrobok je vylúčená v prípade nesprávneho použitia.

- Nesprávne padnúce podkolenky môžu spôsobiť bolesť, zúženie a tlakové poškodenie kože a nervov.
- Ak sa vaše príznaky zhoršia alebo spozorujete zmeny, ihneď kontaktujte svojho lekára.

75% polyamid
25% Elastan

Veľkostný graf:

EU	36-38	39-41	42-44	45-47
cm	24,5-26	26,5-29	29,5-31	31,5-33
GB	3,5-5,5	6-7,5	8-9,5	10-12,5
US	6,5-7,5	8-9,5	10-12	13-14,5



Distribútor:



MediaShop GmbH 930 07,

Medvedřav, Post Box 17,



Cestovní podkolenky

Aktivní podpora od nohy ke kolenům

Ideální v případě
nedostatku pohybu *nebo*
častého *sezení*

Flexibilní a těsný
design s hranou

Zm-Flugzeug
Zm-Zug
Zm-Auto

Postupná komprese.
Zvýšení komprese:
podporuje krevní oběh.

Cestování / kompresní podkolenky

Přečtěte si pečlivě kompletní návod k použití.

Použití:

Komprese snižuje průřez krevních cév, aby se zlepšilo fungování žilních chlopní a urychlil žilní a lymfatický oběh. Vysoký tlak kompresních kolen, který stoupá vzhůru od kotníků, podporuje zdravý krevní oběh nohou a zabraňuje tak onemocněním venózy.

Indikace / použití pro:

- Účinný způsob boje proti cestovní tromboze - profylaxi
- Zvýšení a snížení aktivního kompresního efektu
- Ideální pro nedostatečné cvičení: dlouhé sezení, např. v letadle, autě nebo vlaku a během stacionárních činností

Kontraindikace / Nevhodné:

Podkolenky se doporučují nosit pouze po konzultaci s lékařem pro následující nemoci:

- Pokročilá onemocnění periferních tepen
- Dekompence srdečního selhání
- Zánět žil
- Žilní trombóza
- Kožní onemocnění / poranění v postižené oblasti těla, zejména zánětlivé příznaky, jako je otok, zarudnutí a hypertermie
- Senzorické a pohybové poruchy, např. v případě diabetu
- Poruchy lymfodrenáže nebo nevysvětlitelné měkké otoky mimo oblast aplikace
- Otevřené rány nebo vnitřní zranění
- Alergické reakce

Rizika použití:

Systémové vedlejší účinky zatím nejsou známy. Výrobek musí být použit tak, jak bylo zamýšleno. Odpovědnost za výrobek je v případě zneužití vyloučena.

- Nesprávně padající kolena mohou způsobit bolest, zatěžování a tlak na kůži a nervy.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo si všimnete změn, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

75% polyamid
25% Elastan

Vtabulkovém tabulce:

EU	36-38	39-41	42-44	45-47
cm	24,5-26	26,5-29	29,5-31	31,5-33
GB	3,5-5,5	6-7,5	8-9,5	10-12,5
US	6,5-7,5	8-9,5	10-12	13-14,5



Ciorapi de compresie pentru călătorii
Sprijin activ de la laba piciorului până la genunchi

Ciorapi de compresie pentru călătorii

Citiți cu atenție toate instrucțiunile de folosire!

Utilizare în scopul pentru care au fost concepuți:

Compresia reduce secțiunea vaselor de sânge, îmbunătățind astfel funcția valvelor venoase și accelerând circulația venoasă și limfatică. Presiunea ciorapilor de compresie scade de la gleznă în sus, favorizează circulația sănătoasă a sângelui la nivelul picioarelor, în acest fel poate preveni bolile venoase.

Indicații/utilizare:

- Profilactic în prevenirea trombozei de călătorie
- Efect de compresie activă descrescătoare în sus
- Ideali în lipsa exercițiilor fizice: șezut prelungit, de ex. într-un avion, mașină sau tren și în timpul activităților care nu necesită mișcare fizică.

Contraindicații/Nu corespunde:

Este recomandat să purtați ciorapii pentru următoarele afecțiuni numai după consultarea medicului dumneavoastră:

- Boala arterială periferică în stadiu avansat
- Insuficiență cardiacă decompensată
- Varice
- Tromboză venoasă
- Boli de piele, leziuni ale zonei afectate a corpului, în special simptome inflamatorii cum ar fi umflarea, roșeața și hipertermia
- În caz de tulburări senzoriale și locomotorii, de exemplu diabet
- Tulburări de drenaj limfatic sau umflături moi inexplicabile, chiar și în afara zonei de aplicare
- Răni deschise sau leziuni interne
- Reacții alergice

Riscuri de aplicare:

Efecte secundare nu sunt încă cunoscute. Produsul trebuie utilizat conform scopului pentru care a fost destinat. Producătorul și distribuitorul nu-și asumă răspunderea în cazul utilizării necorespunzătoare de către utilizator.

- Ciorapii care nu se potrivesc bine pe picior, pot provoca durere, strangulări, presiunea poate provoca leziuni ale pielii și nervilor.
- Dacă simptomele dumneavoastră se agravează sau observați modificări, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.



MediaShop GmbH

RO: 32948394

OP 2 Oradea, CP 2

Jud Bihor, Cod poștal 410670

Telefon 318.114.000

informatii@mediashop.tv