

## Kallusz eltávolító – 24117

<p><b>Használati útmutató – bőrkeményedés-eltávolító készülék</b></p> <p><b>Kérjük, a bőrkeményedés-eltávolító készülék használata előtt olvassa el alaposan és maradéktalanul a használati útmutatót.</b></p>	<p>Ez az innovatív bőrkeményedés-eltávolító készülék eltávolítja a láb száraz, érdes és megvastagodott bőrét. Az egyedülálló görgő 360 fokban, másodpercenként bámulatos 40-es fordulatszámmal forog, és a 300 fokos széles hajlásszögnek köszönhetően a kemény bőr gyengéden és hatékonyan távolítható el még a sarkokról is. A bőrkeményedés-eltávolító készülék gyorsabban és biztonságosabban működik, mint a fémreszelő, mivel nincsenek fém alkatrészek, amelyek károsíthatnák a bőrt. Alkalmazása is egyszerűbb, mint más módszereké, amelyek csak folyamatos használattal érnek el eredményeket. A bőrkeményedés-eltávolító készülék elemmel működik, és ergonomikusan illeszkedik a kézbe. A sima, selymes lábak még sosem voltak ilyen egyszerűen elérhetőek!</p> <p><b>Figyelmeztetés/Fontos információk</b> <b>A bőrkeményedés-eltávolító készüléket csak egy személy használhatja. Higiéniai okokból a görgőket nem használhatják más személyek. A bőrkeményedés-eltávolító készülék kizárólag a lábfejen és a sarkon történő használatra készült. Ne alkalmazza a test más részein. A bőrkeményedés-</b></p>	<p><b>Ne hagyja vagy tárolja a készüléket erős napfénynél. A készüléket száraz és hűvös helyen, 0-40°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Hőmérséklet. Használaton kívül tárolja a készüléket száraz helyen. Ne kapcsolja be a készüléket, ha nincsenek görgők felszerelve. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. Ne használja a készüléket kültéren. Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játsszanak a készülékekkel. A készülék nem gyermekjáték, tartsa távol a gyermekektől. A készüléket nem szabad gyermekeken, fogyatékkal élőkön, illetve ilyen személyek közelében vagy általuk használni. A balesetek és sérülések, valamint a készülék károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a készülék használata során a készüléket távol tartsa a hajától, szemöldökétől, szempilláitól, valamint a ruháktól, keféktől, kábelektől, cipőfűzőktől stb. Ha nem használja, helyezze fel a védőburkolatot. Ne szerelje szét a készüléket.</b></p> <p><b>Elemek behelyezése</b> Távolítsa el az elemtartó rekesz borítását (fedelelet). Ehhez fordítsa a fedelet 90°-kal balra, amíg a helyére</p>	<p><b>Használat</b> Mossa meg a kezelendő területeket, és jól szárítsa meg a bőrt. Megjegyzés: ne használja nyílt vagy vérző sebeken. Csatlakoztassa a görgős reszelőt a készülék fejéhez. A görgők cseréjére vonatkozóan kövesse a kapcsolódó utasításokat. Távolítsa el a védőburkolatot - a készülék most már használatra kész. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló közepén lévő biztonsági kapcsolóval (6. ábra). Finoman dolgozzon a bőrkeményedéssel/tyúkszemmel/kemény bőrrel érintett területen (előre-hátra vagy oldalirányban) 2-3 másodpercig (7. ábra). A készüléket csak enyhén mozgassa a kezelendő területeken. Ha a nyomás túl erős, a készülék leáll. Állítsa meg a készüléket, és ellenőrizze, hogy elérte-e a kívánt hatást. Ha nem, ismétlje meg a kezelést 2-3 másodpercig, majd ellenőrizze újra. Addig folytassa, amíg a bőr a kívánt puhaságot el nem éri. Kapcsolja ki a készüléket (8. ábra). Tisztítsa meg a bőrt vízzel vagy nedves ruhával, hogy eltávolítsa az elhalt bőrrészecskéket. Amikor nem használja, helyezze a védőburkolatot a készülékre.</p> <p><b>Görgőfej cseréje</b></p>	<p>A másik kezével most nyomja meg az oldalsó bepattanó gombot. A fej kioldódik (9. és 10. ábra). Helyezze be az új görgőt, amíg az be nem kattant a helyére. Győződjön meg róla, hogy a görgő biztonságosan behelyezésre került. Megjegyzés: ne kapcsolja be a készüléket, ha nincsenek görgők felszerelve.</p> <p><b>Készülék tisztítása</b> Megjegyzés: a legjobb eredmény elérése érdekében minden használat után tisztítsa meg a készüléket. Távolítsa el a védőburkolatot. Tisztítsa meg a bőrkeményedés-eltávolító készüléket a tisztítókefével. Ne kapcsolja be a készüléket a kefével történő tisztítás közben (11. ábra). Tisztítsa meg a készüléket folyó víz alatt. A leggyorsabb és leghatékonyabb tisztítás érdekében bekapcsolhatja a készüléket, és 5-10 másodpercig hagyhatja futni (12. ábra). Kapcsolja ki ismét a készüléket. Törölje át a készülékházat tiszta, száraz ruhával. Helyezze vissza a védőburkolatot.</p> <p><b>Tárolás</b> Amikor nem használja a készüléket, tárolja száraz helyen, gyermekek elől elzárva. Ne tárolja a készüléket túlságosan meleg vagy párás helyen.</p>
--	--	--	--	--

<p>eltávolító készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírt célokra használja. Cukorbetegségben szenvedő vagy keringési zavarokkal küzdő személyek nem használhatják a készüléket. Bőrgyógyászati vagy egyéb betegségek esetén előzetesen konzultáljon orvosával. Ne tartsa ugyanazon a ponton 2-3 másodpercnél tovább. Ne használja kipirosodott, gyulladt, fertőzött bőrön, hólyagokon, szemölcsökön, sebeken vagy nyílt sebeken. Fájdalom vagy irritáció esetén azonnal hagyja abba a kezelést. Túlzott használata irritálhatja a bőrt. Vérzés vagy súlyos bőrirritáció esetén forduljon orvoshoz. Csak otthoni használatra. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy betanította őket a készülék használatára.</p>	<p>nem kattan (1. ábra), majd húzza le (2. ábra). Helyezzen be 2xAA alkáli elemet. Ügyeljen a hátoldalon található polaritásjelzésekre (3. ábra). Zárja be az elemtartó fedelet 90°-kal jobbra fordítva (4. ábra), amíg be nem kattan a helyére (5. ábra).</p>	<p>A legjobb eredmény elérése érdekében szükség szerint cserélje ki a görgőket. A használat gyakoriságától és a kezelt területek méretétől függően a görgők több kezelésre elegendőek. Cserélje ki a görgőket igény szerint. A görgők cseréje előtt feltétlenül kapcsolja ki a gépet. Fogja meg a gép fejét egy kézzel.</p>	
---	--	---	--



Forgalmazza:  
  
 Telemarketing International Kft.  
 H-9028 Győr, Fehérvári út 75.  
 Tel.: +36-96/961-000  
 Fax: +36-96/616-662  
 www.wsteleshop.hu

<p><b>Odstraňovač ztvrdlé kůže Návod k použití</b></p> <p><b>Před použitím odstraňovače ztvrdlé kůže si, prosím, důkladně přečtete a pečlivě prostudujete tento návod k použití.</b></p>	<p>Tento inovativní odstraňovač ztvrdlé kůže zbaví nohy suché, drsné a zhrublé kůže! Unikátní váleček se otáčí o 360 stupňů, při úžasných 40 otáčkách za sekundu a díky 300° širokému úhlu sklonu dokáže i tvrdou kůži na patě odstranit jemně a účinně. Odstraňovač ztvrdlé kůže pracuje rychleji a bezpečněji než kovový pilník, protože nemá kovové části, které by mohly poranit pokožku. Jeho použití je i jednodušší než použití jiných metod, se kterými lze dosáhnout výsledků pouze neustálou aplikací. Odstraňovač ztvrdlé kůže funguje na baterie a jeho ergonomický tvar dobře padne do ruky. Mít hedvábně hladká a jemná chodidla nebylo nikdy jednodušší!</p> <p><b>Upozornění / Důležité informace</b>  <b>Jeden odstraňovač ztvrdlé kůže by měla používat pouze jedna osoba. Z hygienických důvodů by válečky neměly používat jiné osoby. Odstraňovač ztvrdlé kůže je určen pouze pro použití na chodidle a patě. Není určen k používání na jiných částech těla. Odstraňovač ztvrdlé kůže se smí používat pouze k účelům, uvedeným v tomto návodě k použití. Přístroj nemohou používat osoby trpící diabetem, nebo oběhovými poruchami. V případě</b></p>	<p><b>Nenechávejte a neskladujte zařízení na přímém slunci. Zařízení skladujte na suchém a chladném místě, při teplotách 0-40°C. Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě. Nezapínejte přístroj bez nainstalovaných válečků. Nevkládejte do otvorů zařízení žádné předměty. Nepoužívejte zařízení venku. Dohlížejte na děti, aby si se zařízením nehrály. Zařízení není hračka pro děti, uchovávejte jej mimo dosah dětí. Zařízení se nesmí používat na dětech nebo osobách se zdravotním postižením, v jejich blízkosti, ani nesmí být těmito osobami používáno. Abyste předešli nehodám a zraněním a také poškození zařízení, při používání dbejte toho, aby se zařízení nedotýkalo vlasů, obočí, řas, oblečení, kartáčů, kabelů, tkaniček atd. Pokud zařízení nepoužíváte, nasadte na něj ochranný kryt. Zařízení nerozebírejte.</b></p> <p><b>Vložení baterií</b>  Sejměte kryt prostoru pro baterie (víko) tak, že kryt otočíte o 90° doleva, dokud nezapadne na místo (obr. 1), poté jej stáhněte dolů (obr. 2). Vložte 2 x AA alkalické baterie. Věnujte pozornost označení polarity na zadní straně (obr. 3). Založte kryt</p>	<p><b>Používání</b>  Ošetřovaná místa omyjte a pokožku dobře osušte. Poznámka: Nepoužívejte na otevřené nebo krvácející rány. Nasadte válečkový pilník na hlavu nástroje. Výměnu válečků provádějte podle příslušných pokynů. Odstraňte ochranný kryt – zařízení je nyní připraveno k použití. Zapněte přístroj bezpečnostním spínačem uprostřed vypínače (obr. 6). Jemně pohybujte přístrojem po ztvrdlé kůži / kuřím oku (dopředu a zpět nebo do stran) po dobu 2 – 3 sekund (obr. 7). Přístrojem pouze jemně pohybujte po ošetřované kůži. V případě příliš vysokého tlaku se přístroj zastaví. Zastavte přístroj a zkontrolujte, zda jste dosáhli požadovaného výsledku. Pokud ne, pokračujte v ošetření další 2 - 3 sekundy, až do dosažení požadovaného výsledku. Vypněte přístroj (obr. 8). Ošetřovanou pokožku opláchněte vodou, nebo utřete vlhkým ručníkem, abyste odstranili odumřelé částice kůže. Pokud zařízení nepoužíváte, nasadte na něj ochranný kryt.</p> <p><b>Výměna válečků</b>  Pro dosažení nejlepšího výsledku podle potřeby vyměňujte válečky. V závislosti na frekvenci používání a na</p>	<p>Druhou rukou stiskněte západkový knoflík na boku. Hlava se otevře (obr. 9 a 10). Vložte nový váleček, správně zapadnutí na místo signalizuje lehké cvaknutí. Ujistěte se, že váleček je bezpečně vložen na svém místě. Poznámka: Nezapínejte přístroj bez nainstalovaných válečků.</p> <p><b>Čištění přístroje</b>  Poznámka: Pro dosažení nejlepších výsledků vyčistěte zařízení po každém použití. Odstraňte ochranný kryt. Odstraňovač ztvrdlé kůže vyčistěte čisticím kartáčkem. Nezapínejte zařízení během jeho čištění kartáčkem (obr. 11). Přístroj umyjte pod tekoucí vodou. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější čištění můžete zařízení také zapnout a nechat běžet 5-10 sekund (obr. 12). Zařízení znovu vypněte. Otřete pouzdro čistým suchým hadříkem. Znovu nasadte ochranný kryt.</p> <p><b>Uložení</b>  Pokud přístroj nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě, mimo dosah dětí. Neskladujte přístroj na příliš horkém nebo vlhkém místě.</p>
--	---	---	---	--

	<p>kožních nebo jiných nemocí se poraďte se svým lékařem. Nepoužívejte na jednom místě déle než 2-3 sekundy. Nepoužívejte na zarudlé, zanícené, infikované kůži, na puchýřích, bradavicích, vředech nebo otevřených ránách. V případě bolesti nebo iritace okamžitě přestaňte s používáním. Nadměrné používání může dráždit pokožku. V případě krvácení nebo silného podráždění kůže vyhledejte lékaře. Pouze pro domácí použití. Tento přístroj není určen k používání osobami se sníženými fyzickými, sensorickými či duševními schopnostmi, respektive osobami nedisponujícími potřebnými zkušenostmi nebo znalostmi (včetně dětí), pokud nebyli obeznámeni s používáním přístroje osobou, zodpovědnou za jejich bezpečnost!</p>	<p>prostoru pro baterie otočením krytu o 90° doprava (obr. 4), dokud nezapadne na místo (obr. 5).</p>	<p>velikosti ošetřovaných ploch válečky postačují na několik použití. Válečky vyměňujte podle potřeby. Před výměnou váleček nezapomeňte zařízení vypnout. Jednou rukou držte hlavu zařízení.</p>	
--	---	---	--	--



Distributor:  
  
 MedioShopGroup  
 MedioShop GmbH 695 01,  
 Hadanín, P.O. Box 31,  
 Tel.: 420 234 261 900  
 www.medishopcz.eu

<p><b>Návod na použitie – odstraňovač stvrdnutej pokožky</b></p> <p><b>Prosíme vás, aby ste pred zahájením používania strojčeka na odstraňovanie stvrdnutej pokožky pozorne a úplne prečítali tento návod na použitie.</b></p>	<p>Tento inovatívny strojček na odstraňovanie stvrdnutej pokožky odstraňuje suchú, drsnú a zrohovatenú pokožku z chodidiel. Jedinečný valček sa točí v 360 stupňoch, s neuveriteľnou rýchlosťou 40 otáčok za sekundu a vďaka 300 stupňovému uhlu ohybu jemne a účinne odstraňuje stvrdnutú pokožku hoci aj z päty. Odstraňovač stvrdnutej pokožky funguje rýchlejšie a bezpečnejšie, ako kovová škrabka, keďže nemá kovové súčiastky, ktoré by mohli pokožku poškodiť. Aj jeho použitie je jednoduchšie, ako iné spôsoby, s ktorými je možné doceliť výsledok iba s neprerušným používaním. Strojček na odstraňovanie stvrdnutej pokožky funguje na batérie a ergonomicky sadne do ruky. Hladké, hodvábné nohy ešte nikdy neboli tak jednoducho dosiahnuteľné!</p> <p><b>Upozornenie/Dôležité informácie</b>  <b>Odstraňovač stvrdnutej pokožky z hygienických dôvodov môže používať iba jedna osoba. Z hygienických dôvodov nemôžu valček používať iné osoby. Odstraňovač stvrdnutej pokožky bol navrhnutý na používanie výlučne na chodidlách a na päťach.</b></p>	<p><b>Strojček nenechávajte alebo neuchovávajte na mieste so silným slnečným žiarením. Prístroj skladujte na suchom a chladnom mieste, pri teplotách medzi 0-40°C. Keď strojček nepoužívate, uchovávajte ho na suchom mieste. Nezapínajte prístroj, ak valčeky nie sú primontované. Nedávajte do otvorov strojčeka nijaké predmety. Prístroj nepoužívajte v exteriéroch. Dbajte na to, aby sa deti nehrali so strojčekom. Prístroj nie je hračkou, uchovávajte ho mimo dosahu detí. Strojček nepoužívajte na deťoch a na zdravotne postihnutých osobách, respektive v blízkosti takých osôb. V záujme predchádzania nehôd a zranení, ako aj poškodeniu strojčeka dbajte na to, aby ste počas jeho používania uchovávali vlasy, obočie, riasy, ako aj šaty, kefy, kábele, šnúry do topánok atď. mimo dosahu. Ak strojček nepoužívate, nasadte ochranný kryt. Strojček nerozoberajte.</b></p> <p><b>Vloženie batérií</b>  Odstráňte kryt priehradky na batérie. K tomu otočte kryt doľava o 90°, kým nezapadne na miesto (obr. č. 1.), potom ho stiahnite (obr. č. 2.). Vložte 2 kusy alkalických batérií typu AA.</p>	<p><b>Používanie</b>  Umyte povrch, ktorú chcete ošetriť, a dôkladne osušte pokožku. Poznámka: nepoužívajte strojček na otvorených alebo krvácajúcich ranách. Priložte valčekové strúhadlo na hlavicu strojčeka. Nasledujte pokyny vzťahujúce sa na výmenu valčekov. Odstráňte ochranný kryt – strojček je pripravený na použitie. Zapnite prístroj bezpečnostným spínačom, ktorý sa nachádza na strede strojčeka (obr. č. 6.). Opatrne prechádzajte po stvrdnutej/zrohovatej pokožke/možoľoch (dopredu-dozadu alebo do strán) 2-3 sekundy (obr. č. 7.). Strojčekom prechádzajte po ošetrenej pokožke jemne. Ak pritláčate príliš silno, strojček sa zastaví. Vypnite strojček a skontrolujte, či ste dosiahli žiadaný výsledok. Ak nie, pokračujte ošetrovanie ďalšie 2-3 sekundy, potom znovu skontrolujte. Pokračujte dovtedy, kým pokožka nedosiahne žiadanú hebkosť. Vypnite strojček (obr. č. 8.). Očistite pokožku vodou alebo mokrou handrou, aby ste odstránili odumreté častky pokožky. Keď strojček nepoužívate, nasadte ochranný kryt.</p> <p><b>Výmena valčeka</b></p>	<p>Druhou rukou stlačte bočné odblokovacie tlačidlo. Hlavica sa odpojí (obr. č. 9. a 10.). Vložte nový valček, tlačte, kým nezapadne na svoje miesto. Uistite sa, že valček je bezpečne nasadený. Poznámka: nezapínajte strojček, kým valček nie je na svojom mieste.</p> <p><b>Čistenie strojčeka</b>  Poznámka: pre najlepší výsledok strojček očistite po každom použití. Odstráňte ochranný kryt. Odstraňovač stvrdnutej pokožky očistite čistiacou kefkou. Nezapínajte strojček počas čistenia kefkou (obr. č. 11.). Očistite strojček pod tečúcou vodou. V záujme najrýchlejšieho a najúčinniejšieho výsledku môžete zapnúť strojček a prevádzkujte ho 5-10 sekúnd (obr. č. 12.). Opäť vypnite prístroj. Zotrite strojček čistou, suchou handrou. Dajte naspäť ochranný kryt.</p> <p><b>Skladovanie</b>  Keď prístroj nepoužívate, uchovávajte ho na suchom mieste, mimo dosahu detí. Neuchovávajte ho na príliš teplom alebo vlhkom mieste.</p>
--	--	--	---	--

**Nepoužívajte ho na iných miestach tela. Odstraňovač stvrdnutej pokožky používajte iba na účely uvedené v tomto návode na použitie. Strojček nemôžu používať osoby s cukrovkou alebo poruchami krvného obehu. V prípade kožných alebo iných ochorení pred zahájením používania strojčeka konzultujte so svojim lekárom. Nezdružujte sa na jednom mieste dlhšie ako 2-3 sekundy. Nepoužívajte na sčervenej, zapálenej, infikovanej pokožke, na pľuzgieroch, na bradaviciach, na ranách alebo otvorených ranách. Ak pociťujete bolesti alebo v prípade podráždenia pokožky ihneď prerušte používanie. Nadmerné používanie môže podráždiť pokožku. V prípade krvácania alebo vážneho podráždenia pokožky sa obráťte na lekára. Len na domáce použitie. Tento výrobok nemôžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí (vrátane detí), iba ak dostali od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť inštrukcie v súvislosti s používaním strojčeka.**

Dbajte na polaritu, ktorá je uvedená na zadnej strane (obr. č. 3.). Zatvorte kryt priehradky na batérie otočením doprava o 90° (obr. č. 4.), kým nezaklikne na svoje miesto (obr. č. 5.).

Pre najlepší výsledok vykonajte výmenu valčeka podľa potreby. V závislosti od periodicity používania a veľkosti ošetrovanej plochy valčeky vystačia na viacero ošetrení. Vymeňte valček, ak je potrebné. Pred výmenou valčeka v každom prípade vypnite strojček. Chyťte hlavicu strojčeka jednou rukou.



Distribútor:



MediaShop Holding GmbH 930 07,  
Medvedbv, Post Box 17,  
Tel.: 421 220 990 800  
[www.mediashopsk.eu](http://www.mediashopsk.eu)

<p><b>Instrucțiuni de utilizare - dispozitiv pentru îndepărtarea calusului</b></p> <p><b>Vă rugăm să citiți cu atenție și complet manualul de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul de îndepărtare a calusului.</b></p>	<p>Acest produs inovator de îndepărtare a calusului îndepărtează pielea uscată, aspră și îngroșată de pe picioare. Rola unică se rotește la 360 de grade cu 40 de rotații pe secundă, iar datorită unghiului larg de 300 de grade, pielea tare poate fi îndepărtată ușor și eficient chiar și din colțuri. Dispozitivul de îndepărtare a calusului funcționează mai rapid și mai sigur decât o pilă metalică, deoarece nu există părți metalice care să deterioreze pielea. Aplicarea sa este, de asemenea, mai simplă decât alte metode, care obțin rezultate doar cu utilizare continuă. Dispozitivul de îndepărtare a calusului funcționează cu baterii și se potrivește ergonomic în mână. Picioarele netede și mățăsoase nu au fost niciodată atât de ușor de realizat!</p> <p><b>Avertisment/Informații importante</b>  <b>Dispozitivul de îndepărtare a calusului poate fi folosit doar de o singură persoană. Din motive de igienă, rolele nu pot fi folosite de alte persoane. Dispozitivul de îndepărtare a calusului este destinat utilizării numai pe picioare și călcâi. A nu se utiliza pe alte părți ale corpului. Utilizați dispozitivul de</b></p>	<p><b>Nu lăsați și nu depozitați dispozitivul în lumina puternică a soarelui. Aparatul trebuie depozitat într-un loc uscat și răcoros la o temperatură cuprinsă între 0-40°C. Când nu îl utilizați, depozitați dispozitivul într-un loc uscat. Nu porniți dispozitivul fără rolele instalate. Nu introduceți niciun obiect în orificiile dispozitivului. Nu utilizați dispozitivul în aer liber. Supravegheați copiii astfel încât să nu se joace cu dispozitivul. Aparatul nu este o jucărie pentru copii, țineți-l departe de copii. Dispozitivul nu trebuie utilizat la copii, persoane cu dizabilități sau în apropierea sau de către astfel de persoane. Pentru a evita accidentele și rănille și deteriorarea dispozitivului, asigurați-vă că țineți dispozitivul departe de păr, sprâncene, gene, haine, perii, cabluri, șireturi etc. când utilizați dispozitivul. Când nu este utilizat, instalați capacul de protecție. Nu dezamblați dispozitivul.</b></p> <p><b>Inserarea bateriilor</b>  Scoateți capacul compartimentului bateriei (capac). Pentru a face acest lucru, rotiți capacul cu 90° spre stânga până când se fixează în poziție</p>	<p><b>Folosire</b>  Spălați zonele de tratat și uscați bine pielea. Notă: nu utilizați pe răni deschise sau sângerânde. Conectați răzătorul cu role la capul dispozitivului. Urmați instrucțiunile aferente pentru a înlocui rolele. Scoateți capacul de protecție - dispozitivul este acum gata de utilizare. Porniți dispozitivul cu comutatorul de siguranță din mijlocul comutatorului de pornire/oprire (Figura 6). Lucrați ușor pe zona afectată de calusuri/bataturi/piele tare (înainte și înapoi sau în lateral) timp de 2-3 secunde (Figura 7). Deplasați dispozitivul doar puțin în zonele care urmează să fie tratate. Dacă presiunea este prea puternică, dispozitivul se oprește. Opriți dispozitivul și verificați dacă ați obținut efectul dorit. Dacă nu, repetați tratamentul timp de 2-3 secunde și verificați din nou. Continuați până când pielea atinge catifelarea dorită. Opriți dispozitivul (Figura 8). Curățați pielea cu apă sau cu o cârpă umedă pentru a îndepărta particulele moarte ale pielii. Așezați capacul de protecție pe dispozitiv atunci când nu este utilizat.</p> <p><b>Înlocuirea capului rolei</b></p>	<p>Acum apăsați butonul de blocare lateral cu cealaltă mână. Capul este eliberat (Figurile 9 și 10). Introduceți noua rolă până când se fixează în poziție. Asigurați-vă că rola este bine fixată. Notă: nu porniți dispozitivul fără rolele instalate.</p> <p><b>Curățarea dispozitivului</b>  Notă: pentru cele mai bune rezultate, curățați dispozitivul după fiecare utilizare. Scoateți capacul de protecție. Curățați dispozitivul de îndepărtare a calusului cu peria de curățare. Nu porniți dispozitivul în timp ce curățați cu peria (Figura 11). Curățați dispozitivul sub jet de apă. Pentru cea mai rapidă și eficientă curățare, puteți porni dispozitivul și lăsați-l să funcționeze timp de 5-10 secunde (Figura 12). Opriți din nou dispozitivul. Ștergeți carcasa dispozitivului cu o cârpă curată și uscată. Înlocuiți capacul de protecție.</p> <p><b>Depozitare</b>  Când dispozitivul nu este utilizat, depozitați-l într-un loc uscat, la îndemâna copiilor. Nu depozitați dispozitivul în locuri excesiv de calde sau umede.</p>
---	---	--	---	--

îndepărtare a calusului numai în scopurile descrise în aceste instrucțiuni de utilizare. Persoanele care suferă de diabet sau de tulburări circulatorii nu pot folosi dispozitivul. În caz de boli dermatologice sau de altă natură, consultați în prealabil medicul dumneavoastră. Nu îl țineți în același punct mai mult de 2-3 secunde. Nu utilizați pe piele înroșită, inflamată, infectată, vezicule, negi, răni sau răni deschise. În caz de durere sau iritație, opriți imediat tratamentul. Utilizarea excesivă poate irita pielea. În caz de sângerare sau iritare severă a pielii, consultați un medic. Doar pentru uz casnic. Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost instruite în utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

(Figura 1), apoi trageți-l jos (Figura 2). Introduceți 2 baterii alcaline AA. Acordați atenție marcajelor de polaritate de pe spate (Figura 3). Închideți capacul bateriei rotindu-l cu 90° la dreapta (Figura 4) până când se fixează în poziție (Figura 5).

Înlocuiți rolele după cum este necesar pentru cele mai bune rezultate. În funcție de frecvența de utilizare și de mărimea zonelor tratate, rolele sunt suficiente pentru mai multe tratamente. Înlocuiți rolele după cum este necesar. Asigurați-vă că opriți mașina înainte de a schimba rolele. Țineți capul dispozitivului cu o mână.



**MediaShop GmbH**  
**RO: 32948394**  
OP 2 Oradea, CP 2  
Jud Bihor, Cod poștal 410670  
Telefon 318.114.000  
informatii@mediashop.tv