

## FÜLZSÍRELTÁVOLÍTÓ „FECSKENDŐ”, CIKKSZÁM 013930

Higiéniai okokból és a készülék lehető leghosszabb élettartamának a biztosítása érdekében ajánlott használat után a csomagolásban tartani.

1 Nyílás a szilikon fejhez 2 Csúszka 3 Szilikon fej 4 Használat

Ez a fecskendő alakú fültisztító ideális a hallójáratok higiénikus, praktikus és kényelmes tisztításához.

Nem áll fenn annak a veszélye, hogy a fülzsír mélyebbre kerül a hallójárat belsejébe. A háromoldalú szórófej a fülben a tisztítandó oldalfalakat éri, és nem közvetlenül a dobhártyát. Így a lerakódások, viasz és folyadék egyszerűen lefolyhat. Gyermekek és felnőttek fülének fájdalommentes és biztonságos tisztításához!

Kapacitás 20ml. Szállítás 3 szilikonfejjel.

### FIGYELEM:

- Minden használat előtt és után tisztítsa meg a fültisztítót.
- Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
- Fájdalom vagy kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatot.
- Ne használja a fültisztítót, ha a dobhártya sérült, ha vérzés vagy eltömődés van a hallójáratban, vagy ha fájdalma van a fülben.
- Bőrirritáció esetén hagyja abba a használatot, és forduljon fül- vagy bőrgyógyászhoz.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Helyezze a szilikonfejet a fecskendő nyílására úgy, hogy az biztonságosan a helyére kerüljön.
2. Nyomja a csúszkát ütközésig a fecskendőbe
3. Tartsa a szilikonfejet egy tál meleg vízbe (lehetőleg testhőmérsékletű), és húzza ki a csúszkát a fecskendő megtöltéséhez.
4. Üljön le, és fejét döntse le oldalra lefelé azon az oldalon, amelyen meg akarja tisztítani a fülét. Tegyen egy tálat a fül alá, hogy a felesleges vizet felfogja. Lassan nyomja be a csúszkát a nyílásba.
5. Szükség esetén ismétlje meg ezt a folyamatot többször.

### TISZTÍTÁS:

- Minden használat után mossa le a fültisztítót meleg szappanos vízzel, öblítse le meleg vízzel és hagyja megszáradni
- Tárolja a terméket hűvös és száraz helyen.

	<p>Forgalmazza:</p>  <p>Telemarketing International Kft. H-9028 Győr, Fehérvári út 75. Tel.: + 36-96/961-000 Fax: + 36-96/616-662 www.wsteleshop.hu</p>
---	--