

Has- és deréktámasztó öv



1 | Csomag tartalma

1 x has- és deréktámasztó öv

Olvassa el végig és figyelmesen a használati utasítást!



REF 1955.1.00

2 | Rendeltetésszerű használat

A külső nyomás (kompresszió) aktiválja és támogatja a hasi és hátizmokat. Megtámasztja a gerincet és elősegíti az egyenes testtartást.

- Porckorongpanaszok
- Derékszába
- Isiász fájdalmak
- Túlterhelés miatti fájdalom

Otthoni használatra

3 | Ellenjavallatok / nem alkalmas:

A következő kórképek esetén a bandázs viselése csak az orvosával történt konzultáció után javasolt:

- bőrbetegségek / -sérülések a test érintett területén, különösen gyulladásos tünetek, például duzzanat, bőrpír és túlmelegedés esetén
- érzékszervi és mozgászavarok, például cukorbetegség esetén
- nyílt sebek vagy belső sérülések
- allergiás reakciók a bandázs használatakor
- kisgyermek vagy olyan személyek esetén, akik nem tudják érzékelni, ha a bandázs kényelmetlen

4 | Tudnivalók a termék biztonságos használatáról

Az egész szervezetet érintő mellékhatások eddig még nem ismertek. A terméket rendeltetésszerűen kell használni. A termékfelelősség nem rendeltetésszerű használat esetén kizárt.

- Ha a bandázs túl szoros, vagy ha kényelmetlennek találja, azonnal vegye le!
- A kötést csak óránként viselje, ne tartósan.
- Ha a tünetek súlyosbodnak, vagy változásokat észlelnek, azonnal forduljon orvosához.

Ne használja:

- alvás közben

Használat:

A deréköv felhelyezése

1. ábra: Tartsa a derékövet a tépőzárral (belül) a jobb kezében, és vezesse a háta mögött.
2. 2 + 3. ábra: Először hajtsa be a bal oldalt és azután a jobb oldalt. Az első tépőzár lehetővé teszi az egyszerű felhelyezést. Ezután rögzítse a bandázst a második tépőzárral tetszőleges helyen, mindeközben óvatosan meghúzza.

Tisztítás: Mosás közben zárja be a tépőzárak rögzítőket, hogy ne sérüljön más ruhadarab. A tisztítást normál háztartási ruhaneművel végezzük, az ápolási utasítások szerint.

Garancia és a szerviz címe:




Hydas GmbH & Co.KG

c/o atrikom fulfillment GmbH

Haagweg 12

65462 Ginsheim-Gustavsburg

63 % poliamid | 29 % viszkóz |
8 % elasztán



⚠ A termékkel kapcsolatban bekövetkezett minden **súlyos eseményt** jelenteni kell a gyártónak és annak az országnak az illetékes hatóságához, ahol a felhasználó és / vagy a páciens él.



Forgalmazza:

Telemarketing International Kft.
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: + 36-96/961-000
Fax: + 36-96/616-662
www.wsteleshop.hu

Břišní a bederní pás



REF 1955.1.00

1 Obsah balení

1 x břišní a bederní pás

Pečlivě si přečtěte návod k použití!



2 Běžné použití

- Vnější flak (komprese) aktivuje a podporuje břišní a zádové svaly. Podporuje páteř a podporuje vzpřímené držení těla.

- Stížitosti na korkové ploténky - bolest v kříži
- Fibromyalgie - Bolest způsobená nadměrnou námahou

Pro domácí použití

3 Kontraindikace / nevhodné: ⚠

Nošení obvazu se doporučuje pouze po konzultaci s lékařem u následujících stavů:

- kožní onemocnění/poranění v postižené oblasti těla, zejména v případě zánětlivých příznaků, jako je otok, zarudnutí a přehřátí.
- smyslové poruchy a poruchy pohyblivosti, jako je cukrovka.
- otevřené rány nebo vnitřní poranění
- alergické reakce při použití obvazu.
- pro malé děti nebo osoby, které nemají pocit, že je jim oblékání nepříjemné.

4 Informace o bezpečném používání výrobku ⚠

Vedlejší účinky na celé tělo nejsou dosud známy. Výrobek by se měl používat v souladu s jeho určením. Odpovědnost za nesprávné použití výrobku je vyloučena.

- Pokud je obvas příliš těsný nebo je Vám nepříjemný, okamžitě jej odstraňte!
- Obvas noste pouze každou hodinu, ne trvale.
- Pokud se příznaky zhorší nebo zaznamenáte změny, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

- Nepoužívejte:


- během spánku

5 Použití

Nasazení bederního pásu:

Obrázek 1: Držte bederní pás se suchým zipem (uvnitř) v pravé ruce a vedte jej za zády.

Obrázek 2+3: Nejprve přeložte levou stranu a poté pravou stranu. Přední zapínání na suchý zip usnadňuje oblékání. Poté upevněte obvas druhým suchým zipem v libovolné poloze a jemně jej utáhněte.



6 Čištění

Při praní zavřete suché zipy, abyste nepoškodili ostatní oděvy. Čistěte běžným domácím prádlem podle pokynů k péči.

Hydas GmbH & Co.KG

c/o atrikom fulfillment GmbH

Haagweg 12

65462 Ginsheim-Gustavsburg



63 % polyamid | 29 % viskóza |
8 % elastan

⚠ Všechny závažné události týkající se výrobku musí být hlášeny výrobci a příslušnému orgánu v zemi, kde uživatel a/nebo pacient žije.

Distributor:



Brušný a bedrový pás



1 Obsah balenia

1 x Brušný a bedrový pás

Pozorne si prečítajte návod na použitie!



REF 1955.1.00

2 Bežné použitie

• Vonkajší tlak (kompresia) aktivuje a podporuje brušné a chrbtové svaly. Podporuje chrbticu a podporuje vzpriamené držanie tela.

- Sťažnosti na korkové platničky
- Bolesti pri ischias
- Fibromialgia
- Bolesť spôsobená preťažením

Na domáce použitie

3 Kontraindikácie / nevhodné: ⚠

Nosenie obväzu sa odporúča len po konzultácii s lekárom pri nasledujúcich stavoch:

- kožné ochorenia/poranenia v postihnutej oblasti tela, najmä v prípade zápalových príznakov, ako je opuch, začervenanie a prehriatie
- zmyslové poruchy a poruchy pohyblivosti, ako je cukrovka.
- otvorené rany alebo vnútorné poranenia
- alergické reakcie pri používaní obväzu

• pre malé deti alebo osoby, ktoré necítia, či je obväz nepríjemný. |

4 Informácie o bezpečnom používaní výrobku ⚠

Vedľajšie účinky na celé telo zatiaľ nie sú známe. Výrobok by sa mal používať v súlade s jeho určením. Zodpovednosť za nesprávne použitie výrobku je vylúčená.

- Ak je obväz príliš tesný alebo ak sa Vám zdá nepohodlný, okamžite ho odstráňte!
- Obväz noste len každú hodinu, nie trvalo.

6 **Použitie** - ak sa zhoršia alebo spozorujete zmeny, okamžite

Nasadenie bedrového pásu:

- **Nepoužívajte:**

Obrazok 2+3: Dajte bedrový pás so suchým zipsom (vo vnútri) v pravej ruke a vedte ho za chrbtom.

Obrazok 2+3: Najprv zložte ľavú stranu a potom pravú stranu. Predný suchý zips umožňuje jednoduché nasadenie. Potom upevnite obväz druhým suchým zipsom v ľubovoľnej polohe a jemne ho pritiahnite.

6 Čistenie

Pri praní zatvorte suché zipsy, aby ste nepoškodili iné odevy. Čistite bežným domácim prádlom podľa pokynov na ošetrovanie.

Hydas GmbH & Co.KG


c/o atrikom fulfillment GmbH

Haagweg 12

65462 Ginsheim-Gustavsburg



63 % polyamid | 29 % viskóza |
8 % elastan



⚠ Všetky závažné udalosti týkajúce sa výrobku sa musia nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu v krajine, v ktorej žije používateľ a/alebo pacient.

Distribútor:



Centura pentru sprijin abdominal și lombar



1 CONȚINUT COLET

1 x Centură pentru sprijin abdominal și lombar

Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile.



2 UTILIZAREA ÎN SCOPUL PENTRU CARE A FOST CONCEPUTĂ

Presiunea externă (compresie) activează și susține mușchii abdominali și ai spatelui. Susține coloana vertebrală și promovează o postură dreaptă.

REF 1955.1.00




- Afecțiuni ale discului intervertebral
- Durere de sciatică
- Lumbago
- Durere din cauza suprasolicitării

Pentru uz casnic

3 CONTRAINDICAȚII / NU ESTE ADECVATĂ: ⚠

Se recomandă purtarea unei centuri pentru următoarele boli numai după consultarea medicului dumneavoastră:

- boli de piele-leziuni ale zonei afectate a corpului, în special inflamatorii simptome precum tumefierea, roșeața și supraîncălzirea
- tulburări senzoriale și locomotorii precum diabetul
- răni deschise sau leziuni interne
- reacții alergice la utilizarea centurii
- pentru copii mici sau persoane care nu pot simți dacă centura este inconfortabilă



4 INFORMAȚII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA CORECTĂ

Efecte secundare nu sunt încă cunoscute. Produsul trebuie utilizat conform destinației. Garanția NU SE APLICĂ în cazul folosirii necorespunzătoare.

- Dacă centura este prea strânsă sau dacă vi se pare incomodă, îndepărtați-o imediat!
- Nu purtați centura permanent. Purtați-o din oră-n oră.
- În cazul în care simptomele se agravează sau observați modificări, contactați imediat medicul dumneavoastră.

Nu folosiți centura:

- în timpul somnului

5 UTILIZARE

Punerea centurii pe mijloc/talie:

Țineți centura de talie cu velcro (pe interior) în mâna dreaptă și ghidați-o la spate. (vezi Fig. 1)

Potriviiți mai întâi în partea stângă și apoi în partea dreaptă. Velcro-ul frontal permite o aplicare ușoară. Apoi fixați centura cu al doilea velcro oriunde în timp ce strângeți ușor (vezi Fig. 2 și 3).

6 CURĂȚAREA

În timp ce spălați centura, închideți dispozitivele de fixare cu velcro pentru a preveni deteriorarea altor articole de

îmbrăcăminte. Curățarea se face cu rufe de uz casnic normale conform instrucțiunilor de îngrijire.

Adresa pentru garanție și service:

Hydas GmbH & Co.KG
c/o atrikom fulfillment GmbH
Haagweg 12
65462 Ginsheim-Gustavsburg
elastan



63 % poliamid | 29 % viscoză | 8 %



Toate incidentele grave care implică produsul trebuie raportate producătorului și autorității competente din țara în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.”



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv