

BAMBUSZ TÉRDBANDÁZS (NŐI/FÉRFI), CIKKSZÁM 016245/016246

A gélpárnás térdbandázs ideális a hosszú állás, a séta vagy a sporttevékenységek során.

Használat:

Húzza rá a bandázst a térdére úgy, hogy a gélpárna a térdkalácson támaszkodjon. A térdbandázs mindkét térdre alkalmas.

Tisztítás és ápolás:

Mosás kézzel hideg vízben. Hagyja a térdbandázst a levegőn megszáradni.

FIGYELEM!

Ne használja sebeken.

Ne használja nyálkahártyán.

Bőrrirritáció esetén hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.

Ha cukorbeteg, akkor győződjön meg arról, hogy a térdbandázs nem befolyásolja a vérkeringést.

Azonnal hagyja abba a használatát, ha rosszul érzi magát.



BAMBUSOVÝ PÁSEK PRO KOLENA (ŽENY / MUŽI), ČLÁNEK Č. 016245/016246

Gelová bandáž na kolena je ideální pro dlouhé stání, chůzi nebo sportovní aktivity.

Použití:

Protáhněte si obvaz přes kolena tak, aby gelová podložka spočívala na jablíčku. Bandáž na kolena je vhodná pro obě kolena.

Čištění a péče:

Praní ručně ve studené vodě. Nechte kolenní obvaz vyschnout na vzduchu.

POZOR!

Nepoužívat na rány.

Nepoužívat na sliznice.

V případě podráždění pokožky přestaňte používat a poraďte se s lékařem.

Pokud jste diabetik, ujistěte se, že bandáž kolena neovlivňuje krevní oběh.

Pokud se necítíte dobře, okamžitě jej přestaňte používat



BAMBUSOVÝ PÁS NA KOLENÁ (ŽENY / MUŽI), ČÍSLO ARTIKLU 016245/016246

Gelová bandáž na kolena je ideální na dlhé státie, chôdzu alebo športové aktivity.

Použitie:

Pretiahnite si obväz cez kolená tak, aby gélová podložka spočívala na jabĺčku. Bandáž na kolená je vhodná pre obe kolená.

Čistenie a starostlivosť:

Pranie ručne v studenej vode. Nechajte kolenný obväz vyschnúť na vzduchu.

POZOR!

Nepoužívať na rany.

Nepoužívať na sliznice.

V prípade podráždenia pokožky prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.

Ak ste diabetik, uistite sa, že bandáž kolena neovplyvňuje krvný obeh.

Ak sa necítite dobre, okamžite ho prestaňte používať.

**Bambusz térdbandázs, férfi – női Genuncheră din bambus (pentru bărbați – pentru femei)****Genuncheră eficientă, durabilă**

- ✓ Material elastic, moale, cu fibre de bambus
- ✓ Confortabilă, durabilă
- ✓ În timp ce vă plimbați sau practicați sporturi



Este confecționată dintr-un material cu fibre de bambus, elastic, ușor, moale, confortabil, ușor de curățat. Ideală pentru mersul pe jos, sport sau pentru activități de lungă durată care solicită genunchii. Perna din gel încastrată oferă un plus de confort.

UTILIZARE

Trageți genunchera pe genunchi în așa fel încât perna cu gel să acopere rotula. Genunchera se poate folosi pe ambii genunchi.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

Se spală cu mâna în apă rece și se lasă să se usuce la aer.

ATENȚIE: A nu se utiliza pe răni. A nu se utiliza pe mucoase. În caz de iritație a pielii, opriți utilizarea și consultați un medic. Dacă sunteți diabetic, asigurați-vă că genunchera nu afectează circulația sângelui. Dacă vă simțiți rău, întrerupeți imediat folosirea genuncherii.

CONȚINUT COLET

1 x Genuncheră din fire de bambus (pentru bărbați)

DATE TEHNICE

Măsură universală: 32 x 16 cm.

Diametru: aproximativ :55 cm



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv