


Pedálgép-21816



A. Ábra



Pedálgép-21816

MINI OTTHONI TRÉNER KRÓM (124014) / FEHÉR (124015)

Kérjük, olvassa el a fent illusztrált összeszerelési lépéseket.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarok megfelelően meg vannak -e húzva.
A mini otthoni tréner ülve vagy fekvé is használható.

FONTOS:

Ne használja a mini otthoni tréner, ha hintaszékben vagy nem lefékezett kerekesszékben ül.
Győződjön meg arról, hogy az eszköz biztonságosan van-e beállítva, hogy elkerülje az elcsúszás kockázatát. Hosszú használat esetén a pedálok bizonyos részei túlmelegedhetnek. Hagyja a készüléket időnként lehűlni.

Megjegyzés: A sérülések elkerülése érdekében ajánlatos a mellékelt védőburkolatokat használni a fém csapok összeszereléséhez. Ezek a védőburkolatok nem szükségesek a termék működéséhez, de megbízható védelmet nyújtanak az összeszerelés és / vagy használat során bekövetkező sérülések ellen. A védőburkolatot a fém csapok fölé kell helyezni, majd kifelé tolni az A. ábra szerint.



Forgalmazza:



Telemarketing International Kft.
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: + 36-96/961-000
Fax: + 36-96/616-662
www.wsteshop.hu