

## Használati és kezelési útmutató

Sarokbetét 2 db.

Lágyítsa és védje meg sarkát, tegye kellemesebbé és kényelmesebbé a járását. A gélsarok csillapítja a sarokra nehezedő nyomást és az egész lábbeli sarokrészére egyenletesen elosztja azt. Rendszeresen használatlalt megelőzhető a megdagadt és fáradt láb. A gélsarok belsejében lévő színes gél puha gélből készül, ami enyhíti a sarokcsontot ért nyomást azon a részen, ahol a leggyakrabban alakul a sarokfájdalom. A gélsarok az öntapadó hátoldalának köszönhetően tökéletesen idomul és szilárdan tart a cipőben.



## Návod k použití a údržbě

Vložka pod patu 2 ks.

Ulevte své patě a chraňte ji příjemnější a pohodlnější chůzí. Gelová vložka pod patu tlumí tlak na patu a rozkládá jej rovnoměrně po celé patové části obuvi. Pravidelným používáním lze předejít otékání a unavě nohou. Barevný gel uvnitř gelové vložky pod patu je vyroben z měkkého gelu, který zmírňuje tlak na patní kost, kde je bolest paty nejčastější. Gelový podpatek perfektně sedí a v botě drží díky samolepicí zadní části.



## Návod na použitie a ošetrovanie

Vložka do topánok 2 ks.

Zjemnite a chráňte svoje päty, nech je chôdza príjemnejšia a pohodlnejšia. Gelová vložka zmierňuje tlak na pätu a rovnomerne ho rozdelí po celej spodnej strane zadnej časti chodidla. Jej pravidelným nosením môžete predchádzať opuchu a únave nôh. Farebný gel vo vnútri gelovej vložky je vyrobený z mäkkej látky, ktorá zmierňuje tlak na členkový kĺb na tej časti, kde sa bolesti chodidla najčastejšie vyskytujú. Gelová vložka sa vďaka samolepiacej zadnej strane dokonale prispôbuje a pevne sa drží v obuvi.



## 24194 Talonetă pentru călcâi, 2 buc.



### Confort pentru picioarele dumneavoastră

- ✓ Talonetă cu două pernițe diferite
- ✓ Puteți merge confortabil cu orice pantofi
- ✓ Mărime universală

Înmoaie și protejează călcâiele, făcând mersul mai plăcut și mai confortabil. Perna din gel atenuează presiunea asupra călcâiului și o distribuie uniform pe călcâiul întregii încălțăminte. Utilizarea regulată poate preveni picioare umflate și obosite. Gelul colorat din interiorul perniței ameliorează presiunea asupra calcaneului (osului călcâiului) unde durerea este cea mai frecventă. Deoarece spatele talonetei este adeziv, stă fix în orice tip de încălțăminte.

### CONȚINUT COLET

1 x Pereche talonete pentru călcâi

### DATE TEHNICE

Mărime universală

Perna: gel



**MediaShop GmbH**  
**RO: 32948394**  
OP 2 Oradea, CP 2  
Jud Bihor, Cod poștal 410670  
Telefon 318.114.000  
informatii@mediashop.tv